


Dane o produkcie



ID produktu 895

Nazwa produktu Tester uziemienia osobistego PGT 2000

Numer katalogowy 7100.PGT2000.NET

Producent Wolfgang Warmbier

Opis

Tester służący do kontroli uziemienia osobistego, umożliwiający identyfikację personelu oraz dokumentację wartości pomiaru. Identyfikacja personelu odbywa się poprzez kartę identyfikacyjną oraz transponder umieszczony w prawym butcie.

Jednoczesny pomiar uziemienia osobistego przy opasce nadgarstkowej oraz obuwiu; czas wykonania testu opaski oraz obuwiu włącznie z identyfikacją personelu wynosi poniżej 1,5 sekundy; osobna pętla pomiarowa dla każdego buta; identyfikacja personelu oraz przyporządkowanie wartości pomiaru odbywa się poprzez system identyfikacyjny transponder; wynik testu sygnalizowany jest wizualnie oraz dźwiękowo; dodatkowy przekaźnik; możliwość konfiguracji testera poprzez interfejs RS232 lub kartę sieciową Ethernet; wbudowana pamięć dla wartości pomiaru oraz danych personelu (10000 wyników, 5000 osób); możliwość połączenia z siecią do 64 urządzeń; obszerny pakiet oprogramowania „ PGT 2000- Manager” do Windows; opcjonalny program pakiet software 01, zawierający program PGT 2000 Viewer oraz umożliwiający eksport bazy danych oraz bazy błędnych rezultatów; na zapytanie możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika kart poprzez interfejs RS 232.

W zestawie: PGT 2000 z wbudowaną kartą sieciową, elektrodę do testowania obuwiu, wspornik ścienny, zasilacz wtyczkowy 230 VAC, przewód sieciowy RS 232, płyta CD- ROM z programem instalującym do PGT 2000- Manager.

Opcja: PGT 2000 dodatkowy pakiet software 01 (7100.PGT2000.SV) na płycie CD-ROM z instrukcją instalacji.

(transponder)

(elektroda do testowania obuwia do osobnego pomiaru, lewy i prawy but z wbudowaną anteną służącą do odczytu identyfikacji w obuwiu)

PGT 2000- Manager (dostępny w standardzie) umożliwia sprawdzenie różnych danych testu, możliwość uzyskania wszelkich informacji, takich jak data, czas testu, nazwisko osoby testowanej, numer osobisty lub informację przy którym urządzeniu testującym PGT 2000 odbyła się kontrola przy przejściu.

Poprzez instalację pakietu software 01 możliwe jest uzyskanie bazy danych oraz bazę błędnych rezultatów. Wszystkie osoby, których test powiódł się, nie pojawiają się więcej na liście.

Po zainstalowaniu dodatkowego pakietu software 01 eksportowane są bazy danych oraz bazy błędnych pomiarów. Możliwość zainstalowania PGT 2000 - Viewer na innym komputerze oraz uzyskanie eksportowanych danych.

7100.PGT2000.NET - tester uziemienia osobistego PGT 2000

7100.PGT2000.ID - transponder do obuwia i opasek nadgarstkowych

7100.PGT2000.IDCARD - karta ID (karta transponder), dla odwiedzających

7100.PGT2000.T... - kieszonka transponder do elementu ID, kolory:...B=niebieski, S=czarny, ...W = biały

7100.PGT2000.SV - dodatkowy pakiet software 01 na płycie CD- Rom, wraz z instrukcją instalacji.